

Dokumentacja Techniczna Projektu AI: heart-attack-prediction

Wprowadzenie

Cel Projektu

Celem projektu **heart-attack-prediction** jest stworzenie aplikacji, która potrafi przewidywać ryzyko wystąpienia ataku serca na podstawie dostarczonych parametrów pacjenta. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego, aplikacja analizuje dane medyczne i dostarcza dokładne prognozy, które mogą wspierać decyzje medyczne i wczesną interwencję.

Znaczenie Przewidywania Ataku Serca

Ataki serca są jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. Wczesne wykrycie osób z wysokim ryzykiem może znacząco poprawić wyniki leczenia i zmniejszyć śmiertelność. Przewidywanie ryzyka ataku serca może pomóc w:

- Wczesnej identyfikacji pacjentów wymagających intensywniejszej opieki.
- Personalizacji planów leczenia.
- Zwiększeniu świadomości pacjentów na temat ich stanu zdrowia i konieczności zmiany stylu życia.

Opis Aplikacji

Aplikacja **heart-attack-prediction** przyjmuje zestaw parametrów medycznych pacjenta i na ich podstawie prognozuje ryzyko wystąpienia ataku serca. Interfejs użytkownika pozwala na łatwe wprowadzanie danych, a zaawansowane algorytmy w backendzie przetwarzają te dane, generując wyniki w czasie rzeczywistym.

Struktura Projektu

Projekt został zorganizowany w sposób modułowy, z podziałem na różne komponenty odpowiedzialne za poszczególne części procesu przewidywania ryzyka ataku serca. Struktura ta obejmuje:

1. **Frontend:** Zrealizowany za pomocą Streamlit, umożliwia interakcję z użytkownikiem.

2. **Backend:** Oparty na FastAPI, łączy warstwę frontendową z backendową i obsługuje logikę aplikacji. Wykorzystuje Kedro do zarządzania przepływem danych i logiką przetwarzania. AutoGluon do trenowania ML oraz Weights & Biases do monitorowania procesu trenowania.
3. **Baza Danych:** do przechowywania danych wykorzystywane jest baza danych PostgreSQL.

Użyty zbiór danych

Dane są w formacie klucz: wartość.

- **Age:** Wiek pacjenta
- **Sex:** Płeć pacjenta
- **exang:** Dławica wywołana wysiłkiem (1 = tak; 0 = nie)
- **ca:** Liczba głównych naczyń (0-3)
- **cp:** Typ bólu w klatce piersiowej
 - Wartość 1: typowa dławica piersiowa
 - Wartość 2: nietypowa dławica piersiowa
 - Wartość 3: ból nie związany z sercem
 - Wartość 4: bezobjawowy
- **trtbps:** Ciśnienie krwi w spoczynku (w mm Hg)
- **chol:** Cholesterol w mg/dl pobierany za pomocą czujnika BMI
- **fbs:** Poziom cukru na czczo > 120 mg/dl (1 = prawda; 0 = fałsz)
- **rest_ecg:** Wyniki elektrokardiograficzne w spoczynku
 - Wartość 0: normalny
 - Wartość 1: mający nieprawidłowość fali ST-T (odwrócenie fali T i/lub uniesienie lub obniżenie ST o > 0,05 mV)
 - Wartość 2: wykazujący prawdopodobne lub pewne przerosty lewej komory serca według kryteriów Estes'a
- **thalach:** Maksymalne osiągnięte tętno
- **target:**
 - Wartość 0: mniejsze ryzyko ataku serca
 - Wartość 1: większe ryzyko ataku serca

Technologie Użyte do Tworzenia Projektu

Ogólna Architektura

Projekt został umieszczony w kontenerach Docker, z podziałem na frontend, backend oraz bazę danych.

Frontend

Frontend został wykonany przy użyciu frameworku Streamlit, co umożliwia interakcję użytkownika z aplikacją w przystępny i intuicyjny sposób.

Backend

Backend składa się z kilku kluczowych komponentów:

- **FASTAPI:** Służy do połączenia warstwy frontend z warstwą backend, obsługując żądania HTTP i dostarczając odpowiedzi do frontendu.
- **Kedro:** Odpowiada za zarządzanie pipeline'em danych i logiką aplikacji. Kedro zapewnia strukturyzowane podejście do tworzenia pipeline'ów przetwarzania danych, umożliwiając modularność i ponowne wykorzystanie kodu. Pipeliny odpowiadają za:
 - **Przetwarzania danych:** Odpowiada za walidację i przekształcanie danych wejściowych.
 - **Trenowania modeli:** Integruje AutoGluon do automatycznego trenowania modeli ML.
- **AutoGluon:** Wykorzystywany w pipeline Kedro do automatycznego trenowania modeli ML.
- **WanDB:** (Weights & Biases) Używane do śledzenia procesu trenowania modelu, monitorowania wyników i zarządzania eksperymentami.

Baza Danych

Dane są zapisywane w bazie danych PostgreSQL, która jest umieszczona w osobnym kontenerze.

Opis funkcjonalności aplikacji heart-attack-prediction

Aplikacja **heart-attack-prediction** wykorzystuje FastAPI do interakcji z użytkownikiem, umożliwiając zarządzanie danymi i uruchamianie predykcji dotyczących ryzyka ataku serca. Poniżej znajduje się opis dostępnych funkcji aplikacji wraz z odpowiadającymi im endpointami.

Endpointy i ich funkcjonalności

1. Pobieranie danych ze zbioru

```
@router.get("/heart_data/{dataset_name}",  
response_model=List[HeartDataSet])  
async def get_heart_data(dataset_name: str):  
    return get_dataset(dataset_name)
```

- **Endpoint:** GET /heart_data/{dataset_name}
- **Opis:** Pobiera dane ze wskazanego zbioru danych i zwraca je w formacie JSON.

2. Przewidywanie ryzyka ataku serca

```
@router.post("/predict", response_model=int)  
async def predict(data: HeartPrediction):  
    return get_prediction(data)
```

- **Endpoint:** POST /predict
- **Opis:** Przyjmuje dane pacjenta w formacie JSON, przetwarza je i zwraca prognozę ryzyka ataku serca na podstawie wytrenowanego modelu AutoGluon.

3. Usuwanie zbioru danych

```
@router.delete("/delete_dataset/{dataset_name}")
async def delete_dataset_endpoint(dataset_name: str):
    try:
        delete_dataset(dataset_name)
        return {"message": f"Dataset {dataset_name} deleted successfully"}
    except HTTPException as e:
        raise e
    except Exception as e:
        raise HTTPException(status_code=500, detail=str(e))
```

- **Endpoint:** DELETE /delete_dataset/{dataset_name}
- **Opis:** Usuwa wszystkie dane ze wskazanego zbioru danych, zapisując pustą tabelę.

4. Dodawanie wiersza do zbioru danych

```
@router.post("/add_row/{dataset_name}")
async def add_row_to_dataset_endpoint(dataset_name: str, row: dict):
    try:
        add_row_to_dataset(dataset_name, row)
        return {"message": f"Row added to dataset {dataset_name} successfully"}
    except HTTPException as e:
        raise e
    except Exception as e:
        raise HTTPException(status_code=500, detail=str(e))
```

- **Endpoint:** POST /add_row/{dataset_name}
- **Opis:** Dodaje nowy wiersz do wskazanego zbioru danych. W przypadku błędu zwraca odpowiedni komunikat.

5. Usuwanie wiersza ze zbioru danych

```
@router.delete("/remove_row/{dataset_name}/{row_id}")
async def remove_row_from_dataset_endpoint(dataset_name: str,
row_id: int):
    try:
        remove_row_from_dataset(dataset_name, row_id)
        return {"message": f"Row {row_id} removed from dataset
{dataset_name} successfully"}
    except HTTPException as e:
        raise e
    except Exception as e:
        raise HTTPException(status_code=500, detail=str(e))
```

- **Endpoint:** DELETE /remove_row/{dataset_name}/{row_id}
- **Opis:** Usuwa wskazany wiersz ze zbioru danych na podstawie ID wiersza. W przypadku błędu zwraca odpowiedni komunikat.

6. Uruchamianie pipeline'u

```
@router.post("/run_pipelines")
async def run_pipelines_endpoint():
    try:
        run_pipeline()
        return {"message": "Pipelines executed and new model
generated successfully"}
    except HTTPException as e:
        raise e
    except Exception as e:
        raise HTTPException(status_code=500, detail=str(e))
```

- **Endpoint:** POST /run_pipelines
- **Opis:** Uruchamia pipeline przetwarzania danych i trenowania modelu. W przypadku błędu zwraca odpowiedni komunikat.

7. Importowanie danych z pliku CSV

```
@router.post("/import_data/{dataset_name}")
async def import_data_endpoint(dataset_name: str, file: UploadFile =
File(...)):
    try:
        file_content = await file.read()

        if not file_content:
            raise HTTPException(status_code=400, detail="Uploaded
file is empty")

        file_location = f"heart-attack-
prediction/data/01_raw/{file.filename}"
        os.makedirs(os.path.dirname(file_location), exist_ok=True)

        with open(file_location, "wb") as file_object:
            file_object.write(file_content)

        if not os.path.exists(file_location) or
os.path.getsize(file_location) == 0:
            raise HTTPException(status_code=400, detail="Failed to
save uploaded CSV or file is empty")

        with open(file_location, "r") as file_check:
            saved_file_content = file_check.read()

        append_data_to_dataset(dataset_name, file_location)
        return {"message": f>Data appended to dataset {dataset_name}
successfully"}
    except HTTPException as e:
        raise e
    except Exception as e:
        raise HTTPException(status_code=500, detail=str(e))
```

- **Endpoint:** POST /import_data/{dataset_name}
- **Opis:** Dodaje dane z pliku CSV do istniejącego zbioru danych. W przypadku błędów (np. pusty plik, błędy parsowania) zwraca odpowiedni komunikat.

Opis interakcji użytkownika z aplikacją za pomocą Streamlit

Aplikacja **heart-attack-prediction** oferuje interfejs użytkownika wykonany w Streamlit, który pozwala na łatwe zarządzanie danymi oraz korzystanie z funkcji predykcyjnych. Aplikacja składa się z trzech głównych sekcji: Home, Prediction oraz Work with Data. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis interakcji użytkownika w każdej z tych sekcji.

Strony aplikacji w Streamlit

1. Home

The screenshot shows the Streamlit application interface. On the left is a sidebar menu with three options: 'Home' (selected), 'Prediction', and 'Work with data'. The main area is titled 'Explore datasets'. Below the title, there is a dropdown menu labeled 'Select dataset name:' with 'Heart Dataset' selected. A 'Load Data' button is visible. Below the button is a table displaying heart attack data. The table has 15 columns: age, sex, cp, trtbps, chol, fbs, restecg, thalachh, exng, oldpeak, slp, caa, thall, and ou. The table contains 10 rows of data.

	age	sex	cp	trtbps	chol	fbs	restecg	thalachh	exng	oldpeak	slp	caa	thall	ou
0	63	1	3	145	233	1	0	150	0	2.3	0	0	1	
1	37	1	2	130	250	0	1	187	0	3.5	0	0	2	
2	41	0	1	130	204	0	0	172	0	1.4	2	0	2	
3	56	1	1	120	236	0	1	178	0	0.8	2	0	2	
4	57	0	0	120	354	0	1	163	1	0.6	2	0	2	
5	57	1	0	140	192	0	1	148	0	0.4	1	0	1	
6	56	0	1	140	294	0	0	153	0	1.3	1	0	2	
7	44	1	1	120	263	0	1	173	0	0	2	0	3	
8	52	1	2	172	199	1	1	162	0	0.5	2	0	3	
9	57	1	2	150	168	0	1	174	0	1.6	2	0	2	

Sekcja Home umożliwia użytkownikowi przeglądanie dostępnych zestawów danych. Użytkownik wybiera nazwę zestawu danych z listy rozwijanej, a następnie ładuje dane, klikając przycisk "Load Data". Wyniki są wyświetlane w formie tabeli.

2. Prediction

The screenshot shows the 'Prediction' section of a web application. On the left is a sidebar menu with three items: 'Home', 'Prediction' (which is highlighted with a red background), and 'Work with data'. The main content area on the right contains a form for inputting medical data. The form has 15 rows, each with a label, a value input field, and a dropdown menu. The inputs are: Age (25), Sex (Female), Chest Pain Type (CP) (typical angina), Resting Blood Pressure (trtbps) (120), Cholesterol (chol) (200), Fasting Blood Sugar > 120 mg/dl (fbs) (False), Resting ECG (restecg) (normal), Maximum Heart Rate Achieved (thalachh) (150), Exercise Induced Angina (exng) (No), Oldpeak (1.00), Slope of the Peak Exercise ST Segment (slp) (Upsloping), Number of Major Vessels (0-3) (caa) (0), and Thalassemia (thall) (Normal). At the bottom of the form is a 'Predict' button. In the top right corner of the main area, there is a 'Deploy' button and a settings icon.

Parameter	Value
Age	25
Sex	Female
Chest Pain Type (CP)	typical angina
Resting Blood Pressure (trtbps)	120
Cholesterol (chol)	200
Fasting Blood Sugar > 120 mg/dl (fbs)	False
Resting ECG (restecg)	normal
Maximum Heart Rate Achieved (thalachh)	150
Exercise Induced Angina (exng)	No
Oldpeak	1.00
Slope of the Peak Exercise ST Segment (slp)	Upsloping
Number of Major Vessels (0-3) (caa)	0
Thalassemia (thall)	Normal

Predict

Sekcja Prediction pozwala użytkownikowi wprowadzić parametry medyczne pacjenta i uzyskać prognozę ryzyka ataku serca. Użytkownik wypełnia formularz, a następnie klika "Predict", aby wysłać dane do backendu i otrzymać wynik.

3. Work with Data

Work with Data

Run Kedro Pipelines

Remove Entire Dataset

Choose a CSV file

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • CSV

Browse files

Add Single Row to Raw Data

Age: 25

Sex: 0

Chest Pain Type: 0

Resting Blood Pressure: 120

Cholesterol: 200

Fasting Blood Sugar > 120 mg/dl: 0

Resting ECG: 0

Maximum Heart Rate Achieved: 150

Exercise Induced Angina: 0

Oldpeak: 1.00

Slope of the Peak Exercise ST Segment: 0

Number of Major Vessels (0-3): 0

Thalassemia: 0

Add Row

Remove Row from Raw Data

Row ID to Remove: 0

Remove Row

Sekcja Work with Data umożliwia użytkownikowi zarządzanie danymi. Użytkownik może:

- Uruchomić pipeline'y Kedro, klikając przycisk "Run Kedro Pipelines".
- Usunąć cały zbiór danych, klikając przycisk "Remove Entire Dataset".
- Zaimportować nowy plik CSV, korzystając z przycisku "Import New CSV".
- Dodać pojedynczy wiersz do surowych danych za pomocą formularza.
- Usunąć wiersz z surowych danych na podstawie ID wiersza.

Diagram przedstawiający uproszczoną architekturę aplikacji.

